










Équivalence des Teintes

Attention, les teintes LESA ci dessous sont considérées comme équivalente, mais ne préfigurent pas remplacer la teinte originale du fabricant.

Essilor	LESA	Code	Teinte TL
Kiros 0-450	Mimesys 440	440	 85 %
Kiros 1-400	MimesysControl #1	MIM1	 75 %
Lumior 1-400	VenisControl #1	VEN1	 70 %
Lumior 1-440	VenisControl #2	VEN2	 50 %
Lumior 2-450	VenisControl #3	VEN3	 25 %
Lumior Orangé 1-416	Mysteris 511	511	 59 %
Carmina 3-440	IriaControl 3	IRIA3	 15 %
Carmina 4	IriaControl 4	IRIA4	 8 %
Carmina D 3-420	IriaControl Dégradé	IRIAD	 10 %

Multilens	LESA	Code	Teinte TL
AMD	Mirabelle Santé	MIS	 82 %
ML400	Physalis Light	PHYSL	 89 %
C1	Physalis	PHYS	 78 %
ML500	Physalis Forte	PHYSF	 70 %
LLR	NightDriving	ND	 88 %

ZEISS	LESA	Code	Teinte TL
FL90	550XD3	550XD3	 15 %

FONDA	LESA	Code	Teinte TL
F-Calm	450XD0	450XD0	 89 %
BB 450	Excel 450	450	 83 %
BB 540	Conquer 550	550	 27 %
Polar Dark Brown	Bronze Polar 3	BP3	 15 %

ESCHENBACH	LESA	Code	Teinte TL
Ambelis Drive 75P	450XD1 + Carbon Polar 2	450XD1 CP2	 23 %

DIVERS

FL 41

LESA

Magelis Classic 2

MGC2



50 %